

SIKKERHEDSDATABLAD

VERSION: 1

Revision: 06.02.2009

PRODUKT: BURNSHIELD

1. PRODUKT OG PRODUCENT

Mærke	Burnshield (Hydrogel 125 ml og 50 ml, Burnblott 3,5 ml)
Producent	Levtrade (PTY) Ltd., P O Box 900, Isando, 1600, South Africa
Telefon:	+27 11 450-2288
Fax:	+27 11 450-2308
Kontaktperson	M. Di Domenico
Anvendelse	Nødbehandling af alle typer sår

2. OPPLYSNINGER OM SAMMENSÆTNING

Ingredienser (SUBSTANS/funktion):

CHLORBUTANOL	/	antibakteriel, konserveringsmiddel
ALKOHOL	/	opløsningsmiddel
MARLOPHEN NP9	/	overflade-aktivt stof
CARBOPOL 934P NF	/	gelé stivelsesmiddel
PROPYLENGLYKOL	/	fugtmiddel
TEE TREE OLIE	/	aktiv substans
TRIETHANOLARNIN	/	gelé stivelsesmiddel

3. FAREIDENTIFIKATION

ingen påvist risiko for enten at bruge, opbevaring eller transport af Hydrogel eller Burnblott,

4. FØRSTEHJÆLPSINSTRUKS

GENERELT:

- ingen,

INDÅNDING:

- ingen, gå bort i fra kilden,

HUDKONTAKT:

- Hvis irritation forekommer, skyl gelé væk med vand.

INDTAGELSE:

- ingen

INFORMATION TIL sundhedspersonale:

- LD₅₀ er angivet til overkant af 10g per kg af kropsvægt, således udgør det et meget lille potentiel risiko.

MERE INFORMATION:

- Burnshield Gel består hovedsagelig af vand og udgør meget lille risiko for helbredet. Lidt hud irritation (rød hud) kan forekomme, hvis patienten er allergisk mod nogen af ingredienser.

-

5. TILTAG VED BRANDSLUKNING

PASSENDE SLUKNINGSMIDLER:

- alle typer

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

- ingen

BRAND OG EKSPLOSIONSFARE:

- ingen

PERSONLIG VÆRNEUTSTYR VED BRANDSLUKNING:

- ingen

SÆRLIGE PROCEDURE VED BRANDSLUKNING:

- ingen

6. TILTAG VED UTILSIGTET UDSLIP

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTE PERSONALE:

- værnebriller

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTE MILJØET:

- ingen

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING:

- skyl med vand

GENERELT:

- Burnshield gel er vandopløselig og er let at fjerne.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

SPECIELDE EGENSKAPER OG FARVER:

- ingen

HÅNDTERINGSVEJLEDNING:

- ingen speciel

LAGRINGS ANVISNING:

- beskyttet fra ekstreme temperaturer

ANDEN INFORMATION:

- Hydrogel og Burnblotts leveres i steril stand. Man må vise hensyn ved opbevaring og håndtering så at emballagen ikke bliver beskadiget.

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIG VÆRNEUDSTYR

EKSPONERINGSKONTROL:

- ingen

ÅNDEDRETSVÆRN:

- ingen

ØJENVÆRN:

- værnebriller

HÅNDEDRETSVÆRN:

- ingen

HUDVÆRN:

- ingen

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKAPER

Produktets form	Hydrogel
Farve	Hvid eller farveløs
Lugt	Tee tree olje
Tethed	Ca. 1.000 ved 20°C
Viskositet	Min. 5000 cPs (Brookfield-Spindle 6, 20 rpm)
Kogepunkt	Ca. 105°C
pH	5,5-7,5
Tændings temperatur	Er ikke selv antændelig
Opløselig i	100% vandopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:

- Burnshield Gel er meget stabil i de omfattende temperatur- og fugtighedsområder.

REAKTIVITET:

- Reagerer ikke med andre substanser. Løser op andre vandopløselige kemikalier i kontakt med dem.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

- ingen

ANDEN INFORMATION:

- Burnshield Gel er stabil i minimum 5 år. Ingen farlige nedbrydningsprodukter er opdaget. Vandopløselige substanser kan blive opløst i kontakt med Burnshield Gel. Burnshield Gel består hovedsagligt af vand og vil derfor være strøm ledende.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

GENERELT:

- Burnshield Gel anses som ikke helsefarligt.

INDÅNDING:

- ikke farlig

HUDKONTAKT:

- ikke farlig

ØJENKONTAKT:

- Kan irritere. Ved sprøjt i øjet; fjern kontaktlinser og skyld i mindst 15 minut.

SVELGING:

- lav risiko - LD₅₀ ved over 10g per kg av kropsvægt,

KRONISKE EFFEKTER:

- ingen

ØMHED:

- Hypersensitiv hud kan blive lidt rød ved kontakt med produktet.

MUTAGENISITET:

- ingen

KRÆFT:

- ingen

REPRODUKTION:

- ingen effekt

ANDRE HELSEFAREINFORMATION:

- Ingen kendte sundhedsskadelige virkninger.

12. MILJØOPPLYSNINGER

MOBILITET:

- Findes ikke anvendelse

NEDBRYDBARHED:

- Helt biologisk nedbrydeligt eller genanvendeligt.

AKKUMULERING:

- ingen effekter

ØKOTOKSICITET:

- ingen

ANDRE EFFEKTER:

- ingen

13. BORTSKAFFELSE AF AFFALD

FJERNELSE AF RESTER OG AFFALD:

- Ingen særlige forhåndsregler. Kan skyldes ud i afløbet.

BORTSKAFFELSE GRUPPE:

- Findes ikke anvendelse

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

ADR (VEI):

- ingen specielle forhåndsregler,

RID (JERNBANE):

- ingen specielle forhåndsregler,

IMDG (SJØ):

- ingen specielle forhåndsregler,

IATA (FLY):

- ingen specielle forhåndsregler,

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

- Burnshield Hydrogel og Burnblotts er produkter brugt i alle slags nød behandling af sår. Produktet er klassecertificeret som medicinsk udstyr.

16.ANDEN INFORMATION

FOR MER INFORMATION:

- tag kontakt med: M. Di Domenico (+27) 82 881 2074