

TG ØJENSKYL / SPRAY

"ISSIPPUNGA" - ERNGERLUNI IKIUSARTOQ



Nioqutissap normua.: L311-250 TG ØJENSKYL / SPRAY, 1
Nioqutissap normua.: L312 ØJENSKYL STATION 1/3 stk.

ATORNISSAMINUT PIAREEQQASOQ.

ISEQ TAMAAT SALITTARPAA.

AALIANGERSIMASUMIK NAQITSINEQARLUNI MINUTSIT 7-IT ANGULLUGIT SALIGUT.

KIKKUNNILUUNNIIT ATORNEQARSINNAASOQ.

IMERPALASORTAA BAKTEERIAQANNGITSOQ.



Arbejdstilsynet

ATORNISSAA:

ØJENSKYL isini ajutoortoqarsimatillugu ikiueqqaarnissamik isumannaarinnittuussaaq. Sukkasuumik ikiueqqaarinerup ajutoornerit annertunerit pinaveersaartissinnaavai.

Suliffinni ajutoornerit piuaannarput - issittoqartuaannangajappoq - assaallu ipeqartillugit saligutissaanngillat

ØJENSKYL ajornaquteqanngitsumik ikiugasuartarpoq.

ØJENSKYL imermik salitamik, tarajulimmik sanaajuvoq, bakteriaqaranilu.

ATORNISSAANUT ILITSERSUUT:

Simia peeriarlugu 15 cm missaaniik ungasitsigalugu iseq seqqartarneqassaaq. Uisorersaat ammaruk, uisorilallutilu.

Ipeq pujoralallu: Erngerlugu iseq saliguk minutsit 1-3, imaluunnit ippinnartuerunnissaata tungaanut.

Seernartut/seernaatsut: Iseq salinneqassaaq minutsit 10-25 – kingorna ingerlaannaq nakorsiarit, aqqutaani iseq saliinnaavissaaq.

Iseq ikilersimappat: Ingerlaannaq nakorsiarit, nakorsiarfiup tungaanut iseq saliinnaavinneqassaaq.