

TG SPOT ON

SIMERNERUJAAT ASERFALLATSAALIUNERLU PITSAASOQ



Nioqutissap normua.: L425 TG Spot On, 1 kg.

SIMERNERUJAAT SEQUTSEQQISSAAGAQ.

ILTIMIK PILERSITSISOQ.

KISSASSUTSINI APPASSISSUNI ATORSINNAVOQ.

KLOREQANGILAQ ALLANILLU TOQUNARTUNIK AKOQANGILAQ.

ANNORAAMINERNUT TAMANUT ENZYMIK TIUNNGAVILIMMIK QULAKKEERINNIQ. ATORNISSAA:

TG SPOT ON annoraamernit ipeqangitsut pineqarneranni pinngitsoorani ajornartorsuutitut aaqqiissutaavoq. TG SPOT ON karrininggaanneerpoq, iltimik pilersitsisoq, annoraaminermillu simernerit tipillu iluaatsut tamaasa qulakkeerlugu peertarpei. Annoraamernip errorneqarnerani, periuseq "tetraacetyl" ikiortigalugu kissassusermi appassissumi pitsaasumik sunniuteqassaaq. (TAED), enzymit atassuteqartut akugalugit nungitittarpei peerlugillu. TG SPOT ON atornerani tipigippoq, kiisalu qarsorsaatitaqangilaq toqunartumillu kloreqangilaq.

ATORNISSAANUT ILITSERSUUT:

Errorsivik: Simernernut annernut panernikunullu qaqorsaatit alussaas ulikkaarlugu qaqorsaaserfianut kuikkit. Taamaangippat nalinginnaasumik alussaas 1/2 kuiuk.

Kinitsineq: Atisat qalipaattillit sivisunerpaamik 1 tiimi - Annoraamernit qaqortut sivisunerpaamik 4 tiimit. 1/2-mit alussaas ulikkaarlugu TG SPOT ON arrortiguk.

Savap/umimmaap meqqui, solke, allallu uumasuninngaanersut kininnaveersaakkit.

