

TG TØJVASK ensym & tunillannartuiaaneq atorlugit

ERRORSINERMUT QAQORSAATIT TAMANUT ATUGASSAT
ASSIGIINNGITSUNIK SUNNIUTILLIT




Nioqutissap normua.: L2912-5 TG TØJVASK m/enzym & desinfektion, 4,5 kg.

ATISANUT ASSIGIINNGITSUNUT ERRORSINERMUT QAQORSAATIT.

SAKKORTUNERUSUMIK EQQIAANERMI
ENZYMER ATORLUGIT.
TUNILLANNARTUIAANEQ TIPAARSAANERLU.

TIPIGISSOQ.

QAJASSUUSSISOQ AVATANGIISINULLU
AJOQUSIINNGITSOQ.



ATORNISSAA:

TG TØJVASK errorsinermut qaqorsaataapput, sinnilaarlugit atorsinnaasut.
Atisat errortassat simeneri allallu ipiusinnaasut apeqquaatinnagit enzymerit akuisa errorluarnissaat isumagisarpaat.
Errorsinermi tunillannartuiaanerup tipaarussaanerullu eqqiluisaarneq iluarisimaarnerlu malitsigisarpai.
TG TØJVASK tipigippoq, atisanut qaqortumut taartunullu tamanut atorsinnaavoq - ajornanngippat errorsinissamut ilitsersuut maliguk.

ATORNISSAANUT ILITSERSUUT:

Atisat kg. malillugit errorsinissamut ilitsersuut:

Imeq akoqarpiannngitsaq - 14-15 gram
Imeq akoqarnerulaartoq - 22-23 gram
Imeq minaraleqarluartoq - 28-30 gram

Atisaq ipeqarpallaarpata qaqorsaasiineq annertusineqarsinnaavoq.