

TG-CLEAN^{A/S}

TG UNIVERSAL MILD ULTRA

QAQORSAAT TAMANUT ATORSINNAASOQ SAPIGALINNUT TULLUTTOQ



Pisiassap nr.: L2013-1 TG Universal Mild Ultra Højkonc., 1 liter

Pisiassap nr.: L2013-5 TG Universal Mild Ultra Højkonc., 5 liter

AKUERISAQ AAMMA ANNERTUUMIK AKULIK

EQQIAANERMI QALIPAATEQANNGITSOQ, TIPIGISSAATEQANNGITSOQ AAMMA PAREBENEQANNGITSOQ

PISATTAT QAAVINUT TAMANUT EQQIAAT ATORSINNAASOQ

NUNANUT AVANNARLERNUT IMMIKKUT ATUGASSIAQ

SULIASSANUT TAMANUT TAMATIGOORTOQ

ATORNERA:

TG UNIVERSAL MILD ULTRA nunanut avannarlernut immikkut qaqorsaasiaavoq ineriartortitaq, pisattat qaavi asanneqarsinnaasut tamaasa kusatsissinnaavai, qalipaatinik, tipigissaatinik aamma parabeneqanngitsoq.

TG UNIVERSAL MILD ULTRA immikkut SVANEMÆRKELIGA AVOQ akuerisaq annertuumillu akoqarluni, taamaattumik eqqiaanerni assigiinngitsuni tamani atorsinnaalluni.

TG UNIVERSAL MILD ULTRA ulluinnarni eqqiaanerni pisattat qaavinut tamanut atorsinnaavoq, erruumik, svampimik, asaammik, børstenik imaluunniit natemi asaanerni maskinemut atorsinnaavoq ipit assigiinngitsut tamaasa peertarpai.

ATORNISSAANUT ILITSERSUUT:

Ulluinnarni eqqiaanerni 5-10 ml. imermut 10 literimut innersuussutaavoq.

Akuleriinnik eqqiaanerni 10-50 ml. imermut 10 literimut atorneqassaaq.

Annertussusiliinermi pumpe imaluunniit uuttuutip atornissaa innersuunneqarpoq.

Atornerani pH nalinga 7,0 missiliorlugu.